


## Appareil de traitement des champignons des ongles et des orteils



### Caractéristiques Techniques :

L'irradiation Laser va pénétrer dans la plaque de l'ongle infectée et cibler les agents pathogènes sur le lit de l'ongle. En conséquence, l'infection fongique sera grandement atténuée et éliminée progressivement.

Le Laser produit une énergie lumineuse cohérente d'une force suffisante et d'une longueur d'onde spécifique qui, lorsqu'elle est projetée dans le tissu, est absorbée différemment par le matériau cible, produisant de la chaleur et donc la destruction des tissus. La compensation des autres tissus n'est pas affectée et donc épargnée.

Utilisations :

- > Placez simplement le dispositif laser sur l'ongle affecté, appuyez sur le bouton et ça fonctionne . Arrêt automatique après 7 min. Aucune procédure complexe requise après l'utilisation.
- > Chaque ongle infecté doit être fait au moins une fois par jour.
- > En cas de plusieurs ongles infectés, tous les ongles infectés doivent être traités afin de prévenir la propagation de la maladie entre les ongles.