



DÉSCRIPTION / DENOMINATION / سُبَقَة	RÉFÉRENCE / REFERENCE / المرجع
Stéthoscope MAGISTER II Adulte simple pavillon Silver MAGISTER II Il adulto simple estetoscopio - Silver Estetoscopio MAGISTER II para adultos simple campana plata MAGISTER II Erwachsenen-Einzellokopfstethoskop - Silber Stetoscopia a padiglione singolo MAGISTER II - Argento MAGISTER-II-stethoscoop voor volwassenen met één kop - zilver MAGISTER II akuskin yhdys päänt stetoskope - Hopea Täikasavutte ue peaga stetoskoop MAGISTER II - Hõbe MAGISTER II saugusujų vienos galvos nėrauskopas - Sidabrinė	507 250
Stéthoscope MAGISTER II Adulte double pavillon Black MAGISTER II Adult stethoscope dual chestpiece - Black Estetoscopio MAGISTER II para adultos doble campana negro MAGISTER II Erwachsenen-Einzellokopfstethoskop - Schwarze Stetoscopia a padiglione doppio MAGISTER II - Nero MAGISTER-II-stethoscoop voor volwassenen met één kop - zwart MAGISTER II akuskin yhdys päin stetoskope - Musta Täikasavutte ue peaga stetoskoop MAGISTER II - Must MAGISTER II saugusujų dvigubu vėliau - Juodas	507 260
Stéthoscope MAGISTER II Adulte double pavillon Silver MAGISTER II Adult stethoscope dual chestpiece - Silver Estetoscopio MAGISTER II para adultos doble campana plata MAGISTER II Erwachsenen-Einzellokopfstethoskop - Silber Stetoscopia doppio MAGISTER II per adulti - Argento MAGISTER-II-stethoscoop Volwassen dubbele vlag - Zilver MAGISTER-II-stethoscoop alkuisten kaksiosainen topeltipäät - Hopea MAGISTER-II-saugusujų dvigubu vėliau - Sidabrinė	507 251
Stéthoscope MAGISTER II Adulte double pavillon Black MAGISTER II Adult stethoscope dual chestpiece - Black Estetoscopio MAGISTER II para adultos doble campana negro MAGISTER II Erwachsenen-Einzellokopfstethoskop - Schwarze Stetoscopia a padiglione doppio MAGISTER II - Nero MAGISTER-II-stethoscoop voor volwassenen met één kop - zwart MAGISTER II akuskin yhdys päin stetoskope - Musta Täikasavutte ue peaga stetoskoop MAGISTER II - Must MAGISTER II saugusujų dvigubu vėliau - Juodas	507 261

MANUEL UTILISATEUR		
Merci d'avoir fait l'acquisition du stéthoscope MAGISTER II.		
En choisissant un instrument SPENGLER, vous choisissez l'expérience et l'excellence reconduite depuis 1907.		
MAGISTER II est le fruit de nombreuses années de recherches et de tests ayant pour but d'offrir aux professionnels de santé un instrument sans compromis entre précision, design et praticité.		
Ce matériel médical a été fabriqué conformément aux dispositions de la directive 93/42 CEE, relative aux dispositifs médicaux et est soumis à des contrôles qualité.		
NOTICE D'UTILISATION		
Merci de lire la notice avant utilisation et de la conserver pour vous y référer ultérieurement.		
UTILISATION MÉDICALE PRÉVUE		
Le stéthoscope MAGISTER II est un appareil professionnel (utilisable par des professionnels de santé formés à son utilisation) de diagnostic médical. Il est utilisé dans le cadre de l'occlusion du cœur, des poumons et d'autres bruits organiques ainsi que la prise de tension en méthode auscultatoire.		
Avertissement : Cet appareil doit être utilisé conformément aux indications.		
MODE D'EMPLOI		
Mise en place et réglage de la lyre		
La lyre est conçue pour s'adapter automatiquement à l'angle d'écoute de vos oreilles. Assurez-vous que les branches de la lyre soient bien dirigées vers l'avant, respectant ainsi la direction du canal auditif [fig. 1].		
La tension du ressort de la lyre peut être ajustée pour un port plus confortable et plus adapté à votre morphologie.		
Pour augmenter la tension, saisir les branches de la lyre au niveau des embouts et les croiser [fig. 2].		
Pour réduire la tension, saisir les branches à la base de la lyre et les écartez graduellement jusqu'à extension complète [fig. 3].		
Sélection du pavillon d'écoute pour le MAGISTER II DUAL		
Grâce à l'innovation SPENGLER d'intégrer un indicateur de pavillon, vous pouvez ainsi voir quel coté du pavillon est sélectionné.		
Utilisation de la membrane multi-fréquences.		
Le stéthoscope MAGISTER II autorise plusieurs types d'auscultation. La membrane flottante multi-fréquences permet d'écouter les sons de basses et hautes fréquences.		
• Basses fréquences :		
Exercer une très légère pression sur le pavillon. La membrane est maintenue par un anneau en PVC permettant la résonance des sons de basses fréquences.		
• Hautes fréquences :		
Exercer une pression ferme sur le pavillon. La membrane rentre en contact avec une bague interne permettant l'écoute des sons de hautes fréquences.		
Pour alterner l'écoute des hautes et basses fréquences, modifier simplement la pression exercée sur le pavillon.		
Utilisation du petit pavillon cloche (pour le MAGISTER II double pavillon)		
Le petit pavillon cloche permet d'écouter les sons de basses fréquences.		
MAINTENANCE		
Remplacement des embouts et des membranes		
• Embouts :		
S'assurer régulièrement que les embouts soient bien cliqués afin de préserver une bonne qualité acoustique. Pour les remplacer, tirer sur les embouts puis remplacer les en poussant fermement les embouts neufs à la place.		
• Membrane :		
La membrane est maintenue par la bague anti-froid. Pour enlever la membrane, saisir la bague anti-froid entre le pouce et l'index et la tirer pour la détacher du bord du pavillon [fig. 4].		
Remplacer la membrane sur le pavillon, côté imprimé vers le haut, et faire coincider le bord de la bague anti-froid avec la rainure du pavillon. A l'aide des pouces, fixer la bague anti-froid sur le pourtour du pavillon [fig. 5].		
CONSEILS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE		
Le nettoyage régulier de votre stéthoscope et, en particulier des embouts auriculaires, vous assure une performance acoustique optimale.		
• Ne pas immerger le stéthoscope dans un liquide.		
• Ne pas les stériliser.		
• Nettoyer le stéthoscope avec un chiffon imbibé d'une solution d'alcool isopropylique à 70% ou d'eau légèrement savonneuse.		
• Dévisser les embouts auriculaires avant de les nettoyer complètement par trempe puis les laisser sécher. S'assurer qu'il ne reste pas de saletés à l'intérieur.		
• Garder le stéthoscope à l'abri de la chaleur et du froid, des huiles et des solvants.		
• Eviter d'exposer le stéthoscope aux rayons du soleil.		
GARANTIE		
Les stéthoscopes MAGISTER II simple et double pavillon sont garantis contre les défauts de fabrication (matériau et main-d'œuvre) dans les conditions normales d'utilisation, à compter de la date d'acquisition (date de facture).		
• Récepteur, ensemble de lyre : 5 ans.		
• Embouts auriculaires, membrane et bagues anti-froid : 1 an.		
La garantie n'est pas applicable en cas d'utilisation non conforme aux instructions, de mauvaise utilisation, de modifications ou réparations effectuées soi-même ou par un tiers non autorisé, de dommages accidentels et d'usure normale.		
Pendant la période de garantie, toutes les pièces du stéthoscope, présentant un défaut de fabrication, seront remplacées et/ou réparées gratuitement après renvoi du matériel au service après vente Spenger.		
En cas de suivi de garantie ou de réparation, nous vous prions de retourner le stéthoscope complet dans son emballage d'origine accompagné de la facture datée.		
Récepteur		
Simple pavillon		
Matière		
Acier inoxydable		
Poids		
84.5g		
Diamètre Grand coté		
45.36mm		
Diamètre petit coté		
-		
Membrane flottante		
Matière		
Fibre de verre		
Diamètre Grand coté		
44mm		
Diamètre petit coté		
-		
Bague anti froid		
Matière		
Thermo-propylén rubber		
Diamètre Grand coté		
47.3mm		
Diamètre petit coté		
-		
Lyres avec ressort et autres parties		
Longueur		
60 cm		
Matière		
Aluminium		
Ressort		
Acier inoxydable		
Tubulure		
PVC		
Embutis auriculaires		
Silicone		
Accessoires fournis		
2 paires d'embouts auriculaires à vis souples assortis à la couleur du pavillon		
Garantie		
5 ans (récepteur et lyre)		
Warranty		
1 an tubulure, membrane et bague anti-froid		

USER'S MANUAL		
Thank you for choosing the MAGISTER II stethoscope.		
Choosing Spenger's instrument is trusting the experience and recognized excellence reconduced since 1907.		
MAGISTER II is the resulting from many years of research and development aiming at providing the best quality, design and comfort to health professionals.		
This medical device is exclusively manufactured in accordance with the Directive 93/42 EEC, relating to medical devices and is subject to quality controls.		
INSTRUCTIONS FOR USE		
Please read carefully the user manual before using the product and keep it safe for further reference.		
INTENDED MEDICAL USE		
MAGISTER II is a professional equipment (can be used by trained health professionals) for medical diagnostic. It may be used for heart auscultation, lungs... as well as measuring the blood pressure.		
Caution: This device must be used according to the instructions		
INSTRUCTIONS FOR USE		
Fitting and adjusting the binaural tubes		
The binaural tubes are designed to automatically adjust to your ear's listening angle. Ensure that the branches of the binaural tubes are pointing forwards, thus matching the direction of the auditory canal [fig. 1].		
The tension of the spring can be adjusted for improved comfort and better adjustment to your morphology.		
To increase the spring tension, grasp the branches of the binaural tubes at the level of the earpieces and cross them over [fig. 2].		
To reduce the spring tension, grasp the branches at the base of the binaurals and gradually move them apart to complete extension [fig. 3].		
Selecting chestpiece for MAGISTER II DUAL		
Thanks to the innovative chest-piece indicator, you can see which side of the dual head is activated.		
Using the multi-frequency floating diaphragm		
The MAGISTER II stethoscope enables you to perform various types of auscultation. The multi-frequency floating diaphragm can be used to listen to both low and high frequency sounds without the need to flip the chestpiece.		
• Low frequencies:		
Apply very mild pressure to the chestpiece. The diaphragm is held in place by a PVC ring, enabling low-frequency sounds to resonate.		
• High frequencies:		
Apply firm pressure on the chestpiece. The diaphragm makes contact with an internal ring, thus allowing high-frequency sounds to be heard.		
To alternate between listening to high and low-frequency sounds, simply alter the pressure applied to the chestpiece.		
Using the small bell chestpiece		
The small bell chestpiece allows listening to low frequencies sounds.		
MAINTENANCE		

GEBRUIKERSHANDLEIDING

NL

Bedankt voor uw aankoop van de MAGISTER II.
Door te kiezen voor een SPENGLER instrument, kiest u voor erkende ervaring en uitmuntendheid sinds 1907.
MAGISTER II is het resultaat van vele jaren onderzoek en tests om professionals in de gezondheidszorg een instrument te bieden zonder compromissen tussen precisie, ontwerp en bruikbaarheid.
Dit medisch apparaat is vervaardigd conform met de bepalingen van Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen en is onderworpen aan kwaliteitscontroles.

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze voor later gebruik.

VOORZIEN MEDISCH GEBRUIK

De MAGISTER-stethoscoop is een professioneel apparaat (bruikbaar door gezondheidswerkers die zijn opgeleid in het gebruik ervan) voor medische diagnose. Deze wordt gebruikt bij de auscultatie van het hart, de longen en andere orgaanluchten, evenals in geval van een bloeddrukmeting met de auscultatiemethode.

Waarschuwing: dit apparaat moet worden gebruikt zoals is voorgeschreven

GEBRUIKSAANWIJZING

Plaatsing en afstelling van de lier



De lier past zich automatisch aan de gehoorhoek van uw oren aan. Zorg ervoor dat de takken van de lier goed naar de voorkeur gericht zijn en in dezelfde richting liggen als het gehooroorkanaal [fig. 1].

De druk van de veer van de lier kan aangepast worden voor uw comfort en naargelang de vorm van uw oor.

Om de druk te vergroten moet u de takken van de lier bij de dopen vasthouden en ze kruisen [fig. 2].

Om de druk te verminderen moet u de takken aan de onderkant van de lier vasthouden en ze geleidelijk uit elkaar schuiven totdat ze volledig uitgeschoven zijn [fig. 3].

Selectie van het luisterborststuk voor de MAGISTER II DUAL

Met de SPENGLER-innovatie is een borststukindicator geïntegreerd in de vorm van een rode stip, en is het dus mogelijk om te zien welke zijde van het borststuk geselecteerd is.

Gebruik van het multifrequentiemembranen.

De MAGISTER II-stethoscoop laat verschillende methodes van auscultatie toe. Met het multifrequentiemembranum kunt u luisteren naar lage en hoge frequentieluisterning.

Lage frequenties.

Oefen een zeer lichte druk uit op het borststuk. Het membranum wordt vastgehouden door een ring die de resonante mogelijkheid van de geluiden van lage frequenties.

Hoge frequenties.

Oefen een zekere druk uit op het borststuk. Het membranum komt nu in contact met een interne ring waardoor hoogfrequente geluiden kunnen worden beluisterd.

Verander evenwijdig de druk op het borststuk om afwisselend naar hoge en lage frequenties te luisteren.

Gebruik van het kleine borststuk (bij het dubbele borststuk van MAGISTER)

Het kleine borststuk maakt pediatrische auscultatie mogelijk.

ONDERZOEK

Vervanging van doppen en membranen

Doppen:

Controleer regelmatig of de verlengstukken goed zijn vastgeklekt om een goede akkoestische kwaliteit te handhaven. Om ze te vervangen, trekt u aan de verlengstukken en vervangt u ze en drukt u vervolgens hard op de nieuwe verlengstukken.

Membranen:

Het membranum wordt vastgehouden door de thermische ring. Om het membranum te verwijderen, dient u de thermische ring vast te houden tussen de duim en de wijsvinger en eraan te trekken om deze los te maken van de rand van het oorstuk [fig. 4]. Plaats het membranum opnieuw op het oorstuk, met de bedrukte kant naar boven gericht, en laat de rand van de thermische ring samenvallen met de groef van het oorstuk. Bevestig met behulp van de duimen de thermische ring op de rand van het oorstuk [fig. 5].



AANWIJZINGEN VOOR ONDERHOUD EN REINIGING

Met een regelmatige reiniging van uw stethoscoop, en in het bijzonder van de oordoppen, bent u verzekerd van optimale akkoestische prestaties.

- Dompel de stethoscoop niet onder in een vloeistof! en steriliseer hem niet.

- Reinig de stethoscoop met een vod gedrekt in een isopropylische alcoholoplossing van 70% of licht zeepwater.

- Draai de oordoppen eerst en reinig ze volledig door ze te bevochtigen en ze daarna te laten drogen. Zorg ervoor dat er geen vuil over blijft aan de binnenzijde.

- Houd de stethoscoop afgeschermd van warmte en koude, oilen en oplosmiddelen.

- Vermijd blootstelling van de stethoscoop aan zonnestralen.

GARANTIE

De stethoscoop van MAGISTER II staat onder garantie tegen productiefouten (materialen en arbeid) in normale gebruiksomstandigheden, vanaf aankoopdatum (datum van factuur).

- Ontvanger, slanggeheel: 5 jaar.

- Oordopjes, membranen en anti-koude ringen: 1 jaar.

De garantie is niet van toepassing in geval van een gebruik dat niet conform is met de instructies, oneigenlijk gebruik, wijzigingen of reparaties die door uzelf of door een niet-geautoriseerde derde partij zijn uitgevoerd, schade door ongelukken en normale slijtage.

Gebruide de garantieperiode worden alle onderdelen van de stethoscoop die een fabrieksfout hebben gratis vervangen en/of gerepareerd na terugsturen van het apparaat aan de klantenservice van Spengler. Stuur de volledige stethoscoop in de originele verpakking terug vergezeld van de factuur met datum in geval van garantie of reparatie.

ONTVANGER

Enkelvoudig borststuk Dubbel borststuk

Materiaal Roestvrij staal Roestvrij staal

Gewicht 84.5g 110.1g

Diameter Kant Groot 45.36mm 45.36mm

Diameter Kant Klein - 34.38mm

DRIJVEND MEMBRAN

Materiaal Glasvezel Glasvezel

Diameter Kant Groot 44mm 44mm

Diameter Kant Klein - 34.8mm

KLEMBARE THERMISCHE RINGEN

Materiaal Thermopropyleen rubber Thermopropyleen rubber

Diameter Kant Groot 47.3mm 47.3mm

Diameter Kant Klein - 37.5mm

SLANGENGEEHET MET VEER EN ANDERE ONDERDelen

Lengte 60 cm 60 cm

Materiaal Aluminium Aluminium

Veer Roestvrij staal Roestvrij staal

Buis PVC PVC

Oordoppen met schroef Siliconen Siliconen

Voorzien accessoires 2 paar flexibele oordopjes met soepele schroeven overeenkomstig met de kleur van het borststuk

5 jaar (ontvanger en liersamenstelling)

Garantie 1 jaar (Buis, membranen en thermische ringen)

KÄYTÖÖHJE

FIN

Käitämme sinua MAGISTER II ostamisesta.
Valitessasi SPENGLER-instrumentin, valitset kokemuksen ja korkean laadun, joka on tunnottu uudestaan 1907 lähtien.

MAGISTER II on tulostuksen ylivoima ja katsomisen tulos. Se on tarkka, käytännöllinen ja tyyliltään muotoutuu työvalitaine tervydenhoidon ammattilaissille.

Lääkintälaitale on valmistettu lääkintälaitedirektiivin 93/42 EEC vaatimusten mukaisesti ja käyttyä lapsi laatuarkastukset.

KÄYTÖÖHJE

Lue käytööhjeen ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

SUUNNITELTU LÄÄKINTÄLLINEN KÄYTÖTÖTARKOITUS

MAGISTER II-stetoskooppi on ammattivaline (tarkoitettu sen käytöön kuuleville terveydenhoidon ammattilaissille) lääketieteellisten diagnoosien tekemiseen. Sitä käytetään sydämen, keuhkojen ja muiden kohensilosten äänien kuuntelemiseen sekä venipaineen mittauksen aukstolainnin aikana.

Varoitus: Täta laitetta on käytettävä käytööhjelmiä mukaisesti.

KÄYTÖÖHJE

Palume enne kasutamist juhend läbi lugeda ja heida see enda jaoks ka edaspidi vaidmises alles.

KAVANDATUD MEDITSIINILINE OTSTARVE

Stetoskoop MAGISTER II on professionaalse seade (mida saavad kasutada vaja väljästöö saanud terveyshoihtaja) meditsiiniliseks diagnoosimiseks. Seda kasutatakse suurimmillaan yleisimmin aukstolainnissa.

Hoiatus: seda seadet tuleb kasutada vastavalt meditsiiniseadmet käsitelevale direktiivile 93/42/EEV ja selle suhtes kohaldatakse kvaliteedikontrolli.

KASUTUSJUHEND

Palume enne kasutamist juhend läbi lugeda ja heida see enda jaoks ka edaspidi vaidmises alles.

KASUTUSJUHEND

Y-toru kinnitamine ja reguleerimine

Kuuntelekaaret on suunniteltu mukautumaan automaattisesti korviesi kuuntelekulmaan. Varmista, että kuuntelekaaret on suunniteltu eteenpäin ääniväylän suunnan mukaiseksi. [kuva 1]

Kuuntelekaari on suunniteltu mukautumaan korviesi kuuntelekulmaan.

Y-toru on disainoidut sellisesti, et see kohandub automaattisesti teile körvade kuulamisasiin. Veenduge, et Y-toru harud on suunatud ettepoole, avastades körvali suunduksia. [kuva 1]

Lisää kireytää ottaa kuuntelekaari yhteen korvakkapaleiden kohdalta. [kuva 2]

Vähennä kireytää ottamalla kiinni kuuntelekaarin alaosasta ja vetämällä sitä erilliseen kuin mahdollista. [kuva 3]

Rintaoas valinta MAGISTER II DUAL

SPENGLER-innovatiivinen, rintakappaleeseen merkityn punaisen pisteen ansiosta tiedät, kumpi puoli rintakappaleesta on valittuna.

Montaajukseen kalvon käyttö.

MAGISTER II -stetoskooppi mahdollistaa useantyyppisiä auskultointeja. Kelluvia montaajukseen kalvoja voidaan käyttää eri aikoina.

Matalat tajauudet:

Paina rintakappaleita kevyesti. Kalvo pysyy paikallaan renkaan avulla, ja voit kuulla matalan tajauuden äänent.

Korkeat tajauudet:

Suruge kuularit väga kergeilta. Membrani holab oma kohal röngas, mis välttää matala- ja kovakäytöistä.

Korkeataso tajauudet:

Paina rintakappaleita kovempana. Kalvo joutuu kosketuksiin sisäisen renkaan kanssa, mikä mahdollistaa korkean tajauuden äänent kuulemisesta.

Voit tajauksen vähentää korkean tajauksen äänent kuulemisesta.

Pieni rintakappaleen käyttö (kaksipuolinen MAGISTER-stetoskooppi)

Pieni rintakappale sopii lasten auskultointiin.

HOULTO

Korvakappaleiden ja kalvojen vaihto

Korvakappaleet:

Tarkista sähkönlisötilsi, että korvakappaleet ovat kunnolla kiinni, niin äänentakuudan takaamiseksi. Vaihda korvakappaleet vedettäen.

• Madalsageduslik toonide kuulamine:

Suruge kuularit väga kergeilta. Membrani holab oma kohal röngas, mis välttää matala- ja kovakäytöistä.

• Zerifrekvens:

Pieni rintakappaleiden käytössä kuulataan aina tarkkuudella.

• Augstrekvens:

Pieni rintakappaleiden käytössä kuulataan aina tarkkuudella.

• Rintakappaleen käyttö (kaksipuolinen MAGISTER II DUAL)

Pieni rintakappaleiden käytössä kuulataan aina tarkkuudella.

• Käytä korkeataso tajauudet:

Paina rintakappaleita kovempana. Kalvo joutuu kosketuksiin sisäisen renkaan alaosasta.

• Käytä matalat tajauudet:

Paina rintakappaleita kevyesti. Kalvo pysyy paikallaan renkaan avulla.

• Käytä korkeataso tajauudet:

Paina rintakappaleita kovempana. Kalvo joutuu kosketuksiin sisäisen renkaan al