

Tensiomètre avec 04 Brassards (Obèse, Adulte, Enant et nourrisson)

Caractéristiques Techniques:

- Ce tensiomètre est un modèle « manopaire » avec le manomètre fixé directement sur la poire de gonflage.
- Livré dans un coffret de 4 brassards :
Adulte, Personne corpulente, Enfant, Nourrisson.
- Avec des soins et un entretien appropriés, votre trousse de tension artérielle fournira des années de service satisfaisant.

Les règles de base:

- Ne jamais gonfler au-delà de 300 mmHg.
- N'exposez jamais les brassards à un rayonnement solaire intensif.
- Ne touchez jamais le tissu ou les parties du brassard avec un instrument pointu, qui pourrait causer des dommages.
- Toujours dégonfler complètement le brassard avant le rangement.
- Ne pas démonter le manomètre .

STARICARE
M E D I C A L E Q U I P M E N T S

